

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN THẬN
Số: 9/5 /TM-BVTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2025

THƯ MỜI
Mời chào giá vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 2025
tại Bệnh viện Thận Hà Nội

Kính gửi: Quý công ty

Bệnh viện Thận Hà Nội (bệnh viện) xin gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng.

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động khám, chữa bệnh tại Bệnh viện, hiện nay Bệnh viện Thận Hà Nội đang có nhu cầu mua sắm một số vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện.

Để triển khai thực hiện việc mua sắm đúng quy định của pháp luật, đạt hiệu quả và đảm bảo cung cấp kịp thời vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn, Bệnh viện có nhu cầu tham khảo giá một số vật tư y tế (danh mục hàng hóa đính kèm).

Kính đề nghị Quý Công ty gửi cho Bệnh viện hồ sơ chào giá hàng hóa theo danh mục gửi kèm. Quý công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm về hồ sơ chào giá cung cấp cho Bệnh viện.

Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

- Thời gian: trước 9h00 ngày 19/06/2025 (Thứ Năm)
- Địa điểm: Khoa Dược, Bệnh viện Thận Hà Nội, số 70 đường Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KD(Hoa).



Phan Tùng Linh

DANH MỤC VẬT TƯ MUA SẮM CẤP BÁCH PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NĂM 2025
TẠI BỆNH VIỆN THẬN HÀ NỘI

(Kèm theo Thư mời số: M5/TM-BVTH ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Bệnh viện Thận Hà Nội)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Kim đốc nhựa G18	Dùng được cho tất cả các loại bơm tiêm hoặc dùng để lấy máu, lấy thuốc. Vô trùng. Không chứa độc tố DEHP. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	40.000
2	Điện cực tim	Kích thước: 50mm, dạng hình tròn Bề mặt tiếp xúc: dạng Gel, tiếp xúc ổn định, chất lượng truyền tín hiệu cao. - Đầu giác nối với máy: kim loại phủ bạc, truyền tín hiệu chất lượng cao nhất. - Miếng dán: Dạng Foam bền, dính chặt ổn định, dễ dàng dán vào cũng như tháo ra, không làm ảnh hưởng đến da bệnh nhân.	Cái	200
3	Chỉ không tiêu Nylon số 4/0	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid, số 4/0, dài 75cm, kim tam giác, 3/8 vòng tròn dài 19mm, kim làm bằng hợp kim AISI 300 series (304) Niken 11% theo tiêu chuẩn ASTM f899-20 hoặc tương đương, đạt độ nhám bề mặt $\leq 0,4$ Ra, phủ silicon. Lực căng kéo nút thắt 9.81N. Đóng gói trực tiếp 2 lớp: lá nhôm bên trong, vỏ nhựa bên ngoài. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	Sợi	108
4	Kim luồn	- Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, dễ lấy ven và giảm đau. - Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng. - Ống catheter làm từ chất liệu PTFE nhựa y tế tương thích sinh học có tính đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim giúp dễ dàng lấy ven, gây tổn thương ít, ít đau. - Kim có cổng bơm thuốc bổ xung, nắp đậy bật dễ dàng. - Khoang bảo máu thiết kế trong suốt giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven . - Khử trùng bằng khí EO(Ethylene Oxide). - Thời gian lưu kim tối thiểu 96 giờ.	Cái	500

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
5	Que thử Đường huyết kèm thiết bị lấy máu dùng 1 lần	- Phạm vi đo Glucose là 10-600mg/dL, hoặc 0.6mmol/L-33.3mmol/L - Giới hạn hematocrite là 10-65%, - Đo được 4 loại máu (máu tĩnh mạch, động mạch, máu trẻ sơ sinh), - Thời gian đo: < 4 giây, - Mẫu máu đo khoảng 0.6µL, - Thiết bị lấy máu đã tích hợp kim -Thiết kế hình chữ T để dàng cho việc thao tác của nhân viên y tế ngay cả khi đeo găng tay -Đầu kim bằng Thép không gỉ được vát 3 mặt cắt và phủ Silicon giúp đâm qua da một cách nhẹ nhàng, đường kính kim nhỏ (khoảng 0.36mm - 28G) -Độ đâm sâu được kiểm soát khoảng 1,5mm. -Thời gian đâm kim dưới 3 mili giây. - Tiết trùng bằng bức xạ. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	Bộ	300
6	Gel siêu âm	Tan trong nước, không có chất ăn mòn, không gây hồng đau đỏ, không mùi và không gây dị ứng. Gồm loại không màu và màu xanh. Thành phần nước, carbomer, glycerin, sodium benzoate. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	Lít	20
7	Bột khử khuẩn dụng cụ y tế	Thành phần: Hợp chất Phenolic, gói ≥ 5 gam. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	Gói	300
8	Dung dịch khử khuẩn mức độ cao dụng cụ	Thành phần: Ortho-Phthalaldehyde ≥ 0,55%, pH=7, Khử khuẩn mức độ cao. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	Lít	20
9	Chỉ không tiêu Nylon số 3/0	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamide, số 3/0, dài 75cm, kim tam giác, 3/8 vòng tròn dài khoảng 24mm, làm bằng thép không gỉ (304) theo tiêu chuẩn ASTM F899-20 hoặc tương đương cho dụng cụ phẫu thuật và được đánh bóng để đạt độ nhám bề mặt ≤0,4 Ra, phủ silicon giúp tăng hiệu suất thâm nhập và giảm sự kéo xé mô. Lực căng kéo nút thắt 15.50N. Đóng gói trực tiếp 2 lớp: lá nhôm bên trong, vỏ nhựa bên ngoài. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	Sợi	36
10	Chỉ không tan tự nhiên Silk số 2/0	Chỉ silk không tan tự nhiên đa sợi 2/0, không kim, dài 60cm	Tép	24
11	Chỉ tự tiêu số 3/0	Chỉ phẫu thuật tổng hợp tự tiêu tiết trùng số 3/0, 75cm RB 26mm 1/2c	Sợi	12

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
12	Chỉ tự tiêu số 4/0	Chỉ phẫu thuật tổng hợp tự tiêu tiết trùng số 4/0, 75cm, RB 20mm 1/2c	Sợi	12
13	Mask thanh quản lò xo 2 nòng số 3 (size 3)	Mặt nạ thanh quản 2 nòng, sử dụng nhiều lần, có tích hợp 1 nòng đặt sonde dạ dày - Chất liệu: silicon tương thích sinh học, không kích ứng, không latex - Tích hợp ống dẫn lưu dịch dạ dày ra ngoài qua hậu họng, giảm nguy cơ hít sặc - Thẻ tích bóng chèn 4 - 40 ml, tùy cỡ - Kích thước sonde dạ dày tương ứng từ 8 - 16 Fr - Thân ống được gia cố vòng lo xo bên trong chống cắn và không bị gấp gây tác nghẽn - Bóng silicon 2 lớp mềm, trên lưng bóng có khí đệm bảo vệ thanh quản vừa hít cổ họng. - Các size 3.0 trở lên có kèm theo stylet	Cái	5
14	Mask thanh quản lò xo 2 nòng số 3 (size 4)	Mặt nạ thanh quản 2 nòng, sử dụng nhiều lần, có tích hợp 1 nòng đặt sonde dạ dày - Chất liệu: silicon tương thích sinh học, không kích ứng, không latex - Tích hợp ống dẫn lưu dịch dạ dày ra ngoài qua hậu họng, giảm nguy cơ hít sặc - Thẻ tích bóng chèn 4 - 40 ml, tùy cỡ - Kích thước sonde dạ dày tương ứng từ 8 - 16 Fr - Thân ống được gia cố vòng lo xo bên trong chống cắn và không bị gấp gây tác nghẽn - Bóng silicon 2 lớp mềm, trên lưng bóng có khí đệm bảo vệ thanh quản vừa hít cổ họng. - Các size 3.0 trở lên có kèm theo stylet	Cái	5
15	Dung dịch làm sạch và khử nhiễm dụng cụ	Didecyldimethyl ammonium chloride: $\geq 6.5\%$ Chlorhexidine digluconate: $\geq 0.074\%$ Làm sạch và khử khuẩn dụng cụ y tế, pH = 6.6 - 7.6 Diệt khuẩn, nấm, virus theo EN 17111 Thời gian tiếp xúc: từ 5 phút. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Can	1

Tổng: 15 khoản