

Số: 37 /TM-BVT

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Hiện tại, Bệnh viện Tim Hà Nội có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho việc mua đèn đặt nội khí quản người lớn, trẻ em cho các khoa phòng Bệnh viện Tim Hà Nội, nội dung cụ thể như sau.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Tim Hà Nội.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Nguyễn Ngọc Quyết - Nhân viên phòng Vật tư thiết bị y tế;
 - Số điện thoại: 097.402.1988.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư (tầng 4 nhà B) Bệnh viện Tim Hà Nội, số 92 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, TP Hà Nội (trong giờ hành chính).
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 08 tháng 01 năm 2026 đến hết ngày 19 tháng 01 năm 2026.
 - Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày từ ngày phát hành

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Đề nghị các đơn vị quan tâm cung cấp hàng hóa gửi báo giá theo danh mục theo phụ lục đính kèm

Danh mục cụ thể như sau:

Báo giá phải được đại diện hợp pháp của đơn vị ký và đóng dấu theo quy định.

Kính đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp hàng hóa gửi báo giá kèm thư mời chào giá này đến Bệnh viện Tim Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website BV Tim HN;
- Lưu: VT, VTTBYT (Quyết).



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Sinh Hiền

PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Thư mời báo giá số 37 /TM-BVT ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Bệnh viện Tim Hà Nội)

TT	Danh mục	Thông số kỹ thuật	Số Lượng
1	Đèn đặt nội khí quản người lớn	<ul style="list-style-type: none">- Lưới đèn tích hợp sợi quang, ánh sáng trắng, độ sáng khoảng 20.000 lux- Có thể khử trùng bằng plasma, hấp khử trùng bằng hơi nước hoặc ngâm rửa trong Cidex	03 bộ
2	Đèn đặt nội khí quản trẻ em	<ul style="list-style-type: none">- Lưới thẳng dùng cho trẻ em và trẻ sơ sinh- Lưới đèn tích hợp sợi quang, ánh sáng trắng, độ sáng khoảng 20.000 lux- Có thể khử trùng bằng plasma, hấp khử trùng bằng hơi nước hoặc ngâm rửa trong Cidex	02 cái

